



Слухови апарати ALFA2

Овладейте изкуството на добрия слух.

Пред вас е новият **ALFA 2**. Когато сте твърде увлечени в забавления, за да обръщат
е вниман
ие на в
сички
досадни
подробности
около
слуховия
си
апарат
,
изключително
надеждният
ALFA 2
ще
ви
гарантира
комфортно
слухово
преживяване
и
по-естествени
звуци

,
за
да
можете
да
живеете
живота
си
възможно
най-пълноценно
.

Линията **ALFA 2** на HELIXви предлага най-новите технологии, за да чувате речта кри-
стално
ясно

,
за
да
чувате
прекрасен
звук

,
безжична
свързаност
и
възможност
за
презареждане

.
Независимо
дали
ще
изберете
задушните
(
VTE
) или
вътреканалните
(
ITE
)
слухови
апарати

,

супер
умният
ALFA 2
е
вашият
билет
към
по-добър
слух
и
по-качествен
живот
.

Тези слухови апарати от висок клас притежават изключителни характеристики, които работят в синхрон , за да ви осигурят удобно чуване във всяка ситуация .

ALFA 2 включва следните технологии:

- 100 % цифрова обработка на сигнала
 - 8 канала WDRC-независимо разграничаване на разговорите
 - 12 ленти за компресиране на шума
 - Широки ленти за ограничаване на висок шум - MPO
 - Генератор за шум в ушите - изолиране на честоти
 - Регулируема гъвкавост (автоматична гъвкавост в зависимост от модела на устройството
-)

- Видове микрофон: Омни, насочен, AMD - превключване автоматично в зависимост от средата
дата

- Микрофон & Шум в ушите, шум (за бял шум)
- Честотен тест за шум в ушите и определяне на височината на звука
- Постепенно намаляване на шума (KGB)
- Намаляване на шума според нуждата – PNR
- Мениджър на говорене –КМ, предотвратява загубата на акустична печалба между разговорите

- Регулируема отмяна на пищене (чрез допълнителна акустична печалба от 22 dB)
предотвратява смесването на звуци
)

- Разграничаване на силно динамичен говор и компресиране
- Мениджър на средата - в среди, в които няма звук намалява шума на микрофона
- Предупреждение за изтощена батерия и промяна на памет
- Регулируема честота
- Регулируема височина на звука
- Автоматичен избор за отлична настройка
- Действащи филтри за най добра настройка - ПФ
- 500 `записа на данни` за ползването на устройството

Пълното ръководство за употреба на слуховите апарати можете [да свалите от тук](#)

Повече за моделите слухови апарати, покритието на слуховата загуба можете [да намерите](#)
[от нашия каталог](#)

: