



## LOGI - Качеството на слуха е качество на живот

### Комфорт и подобрени характеристики за бюджетно ориентирани клиенти

Среден клас програмируеми, цифрови слухови апарати. Комфорт и подобрени характеристики за бюджетно ориентирани клиенти

Апаратите от линията **LOGI** предлагат уникални слухови решения със съвременни цифрови функции и ориентирани към потребителя опции. Всички апарати **LOGI** са с икономични цени, зада гарантират на бюджетно ориентираните потребители, че ще се възползват от предимствата на цифровата

технология

.

Апаратите LOGI имат следните качествени характеристики:

- 100 % цифрова обработка
- на сигнала
- 2 канала WDRC
- 12 ленти- за фина настройка
- Компресия в широк динамичен обхват с WDRC
- Адаптивно автоматично премахване на микрофонията (допълнителна акустична печалба 17 dB)

- MPO широколентов звуков генератор
- Нискочестотни филтри
- Високочестотни филтри
- Предупреждение за изтощена батерия и промяна на памет
- Регулируема честота
- Регулируема сила на звука
- Автоматичен избор за отлична настройка
- Действащи филтри за най- добра настройка-ПФ

Пълното ръководство за употреба на слуховите апарати можете [да свалите от тук](#)

Повече за моделите слухови апарати, покритието на слуховата загуба можете [да н аучите от нашия каталог](#)

: